

機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具  
JMDN コード：70682000

## ウェル

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 本品のうち、ディスポーザブル ウェルは使い捨てであり、再使用禁止

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】




製造販売業者

名称：ソルベントムイノベーション株式会社

TEL：0120-296-303（カスタマーコールセンター）

### 【形状・構造及び原理等】

1. 原理：本品は、歯列矯正治療時に、適量の接着材又はプライマー材を練成するための器具である。
2. 形状及び原材料：下表に示す。

|                  | 形状                                                                                  | 原材料                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ディスポーザブル<br>ウェル  |    | ポリスチレン              |
| ライトセンシティブ<br>ウェル |   | ポリプロピレン<br>ポリカーボネイト |
| ディスペンシング<br>ウェル  |  | ポリプロピレン<br>その他      |

### 【使用目的又は効果】

歯列矯正用の接着材、プライマーなどの歯科材料を練和する作業に用いる。

### 【使用方法等】

1. 使用する接着材、プライマーなどの歯科材料を、手順に従い適切な器具を使用してウェルの上へ移す。
2. 指定の手順に従い練和作業を行なう。

#### 《使用方法等に関連する使用上の注意》

使用する接着材、プライマー材などの歯科材料の詳細については、それぞれの添付文書を参照すること。

### 【使用上の注意】

- 1 重要な基本的注意
  - 1) ディスポーザブル ウェルは使い捨てであり、再使用禁止。

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。