

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

ウェル

再使用禁止



【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 本品のうち、ディスプレイザブル ウェルは使い捨てであり、再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 原理: 本品は、歯列矯正治療時に、適量の接着材又はプライマー材を練成するための器具である。
- * 2. 形状及び原材料：下表に示す。

	形状	原材料
ディスプレイザブル ウェル		ポリスチレン
ライトセンシティブウェル		ポリプロピレン ポリカーボネイト

【使用目的又は効果】

歯列矯正用の接着材、プライマーなどの歯科材料を練和する作業に用いる。

【使用方法等】

1. 使用する接着材、プライマーなどの歯科材料を、手順に従い適切な器具を使用してウェルの上へ移す。
2. 指定の手順に従い練和作業を行なう。

《使用方法等に関連する使用上の注意》

使用する接着材、プライマー材などの歯科材料の詳細については、それぞれの添付文書を参照すること。

【使用上の注意】

- 1 重要な基本的注意
 - 1) ディスポーザブル ウェルは使い捨てであり、再使用禁止。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：ソルベントマイノベーション株式会社

TEL：0120-296-303（カスタマーコールセンター）