

類別：医 04 整形用品  
一般医療機器 一般的名称：医療ガーゼ

JMDN コード：13700000

再使用禁止

販売名：滅菌済 傷あて綿ガーゼ

#### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。有効期間：容器または包装に記載（自己認証による（製造所データによる。))

#### 【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>

綿 100%のガーゼを折りたたんだ、滅菌されたもの。

形状、仕様は以下のとおり

L サイズ : 7.5×7.5 cm 4 枚入 個包装

M サイズ : 5×7.5 cm 5 枚入 個包装

S サイズ : 5×5 cm 6 枚入 個包装

<組成>

綿（EOG 滅菌）単回使用

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社セイワ・プロ

大阪府松原市別所 2-3-20

電話 072-330-0334

FAX 072-330-0612

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥または汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷または内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ滅菌袋より取り出し、適宜使用すること。

単回使用である。

#### 【使用上の注意】

- 体内への留置はしないこと。
- 開封後は速やかに使用すること。