

類別：医 04 整形用品

一般医療機器 一般的名称：医療ガーゼ

JMDN コード：70975000

再使用禁止

販売名：滅菌済 傷あてパッド

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>

医療脱脂綿の両面をネット状のフィルムで挟んだ、滅菌されたパッドである。

形状、仕様は以下のとおり

L サイズ	: 7.5×7.5 cm	3 枚入	個包装
M サイズ	: 5×7.5 cm	4 枚入	個包装
S サイズ	: 5×5 cm	5 枚入	個包装

<組成>

綿（EOG 滅菌）単回使用

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。有効期間：容器または包装に記載（自己認証による（製造所データによる。))

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

株式会社セイワ・プロ  
大阪府松原市別所 2-3-20  
電話 072-330-0334  
FAX 072-330-0612

#### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維からなる材料である。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ滅菌袋より取り出し、適宜使用すること。

単回使用である。

#### 【使用上の注意】

- ・体内への留置はしないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。