

2014年12月（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

2009年10月（第2版）

届出番号 27B1X00112101000

医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

アルファコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373

【形状、構造及び原理等】

綿 100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。