

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

## アメディーゼY字ガーゼ

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
体内に留置しないこと

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373

#### 【形状、構造及び原理等】

綿100%ガーゼを折り畳んだ後に切り込みを入れたもの。

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。