

2014年12月（第3版）（新記載要領に基づく改訂）  
2009年10月（第2版）

届出番号 27B1X00112103000

医 04 整形用品  
一般医療機器 コットンボール 11028000

## アルファボール

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
体内に留置しないこと

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373

#### 【形状、構造及び原理等】

綿 100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はなく、形状は球状。（糸を付けたものもある）

セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。



#### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。