

2014年12月(第3版)(新記載要領に基づく改訂)

2009年10月(第2版)

届出番号 27B1X00112106400

医04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

ワンウェイコットンガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
体内に留置しないこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373

【形状、構造及び原理等】

布状製品等である。ただし、材料の各繊維がガーゼ状製品又は不織布の吸収体となる場合に限る。

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処理するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。

滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。