

2014年12月（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

2014年7月（第1版）

届出番号 27B1X00112106900

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

## メディカルソフトガーゼ A

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止  
再滅菌禁止  
体内に留置しないこと

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元  
大衛株式会社  
TEL.06-6921-7373

#### 【形状、構造及び原理等】

布状製品等である。ただし、材料の各繊維がガーゼ状製品又は不織布の吸収体となる場合に限る。

#### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。  
創傷面には滅菌して使用する。  
滅菌は高圧蒸気滅菌、エチレンオキシドガス滅菌ができる。

#### 【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。  
体内に留置しないこと。  
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。