

医 04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

滅菌アメディーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止
体内に留置しないこと

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。
体内に留置しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【形状、構造及び原理等】

綿 100%のガーゼ
本品は、白い布で、におい及び味はない。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【保管方法及び使用期間等】

- 1.直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 2.滅菌の使用期限（保証期限）は3年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
大衛株式会社

TEL.06-6921-7373

【使用方法等】

1.使用方法

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに一回限り使用する。

2.使用后

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

3.残品

滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。