

* * 2014 年 11 月 25 日改訂（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）

* 2011 年 2 月 21 日（第 1 版）

届出番号 27B1X00112206700

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

滅菌ワンウェイガーゼ B

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止
体内に留置しないこと

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

滅菌の使用期限（保証期限）は 3 年（自己認証による）、使用期限は、ラベルに記載。

【形状、構造及び原理等】

布状製品等である。ただし、材料の各繊維がガーゼ状製品又は不織布の吸収体となる場合に限る。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

大衛株式会社

TEL.06-6921-7373

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1 回限り使用する。

2. 使用后

血液等の体液が付着したものについては、医療廃棄物として処理する。

3. 残品

滅菌袋から開封したものについては、使用したものと見なし、再使用しない。

【使用上の注意】

本品の使用は一回限り。再使用しないこと。

体内に留置しないこと。

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。