

医 04 整形用品

一般医療機器 医療用不織布 34655000

Z パッド T

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- 1) 綿状パルプ等を白色の不織布で包み込んだパッドで、におい及び味はない。
- 2) セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

- 1) 創傷又は外科切開部を処置する。
- 2) 患者の患部等から少量の体液を吸収する。
- 3) 医薬品を塗布等の医療目的に使用する。

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品は非滅菌品である。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1) 製造販売業者

大三株式会社

〒781-5310 高知県香南市赤岡町 2258 番地 3

お客様相談室

電話番号：0887-54-1112