

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント補綴用器具 70722000
CM LOC ケースガイド

*【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状



製品番号	製品名
05001578	CM ロック ケースガイド Straumann RN4.8
05001579	CM ロック ケースガイド Straumann RC4.1/4.8
05001580	CM ロック ケースガイド Straumann NNC3.5
05001581	CM ロック ケースガイド リブレイス NP3.5
05001582	CM ロック ケースガイド リブレイス RP4.3
05001584	CM ロック ケースガイド ノーヘルプアクティブ RP 4.3/5.0
05001587	CM ロック ケースガイド オッセオスビート 3.5/4.0
05001588	CM ロック ケースガイド オッセオスビート 4.5/5.0
05001589	CM ロック ケースガイド スクリューベント/ハイドロライズン 3.5
05001590	CM ロック ケースガイド スクリューベント/ハイドロライズン 4.5
05001591	CM ロック ケースガイド カムロック 3.8
05001592	CM ロック ケースガイド カムロック 4.3
05001594	CM ロック ケースガイド コネクト 3.8/4.3
05001884	CM ロックフレックス ケースガイド straumann RN4.8
05001885	CM ロックフレックス ケースガイド straumann RC4.1/4.8
05001888	CM ロックフレックス ケースガイド ノーヘルプリブレイス RP4.3
05001890	CM ロックフレックス ケースガイド ノーヘルプアクティブ RP 4.3/5.0
05001894	CM ロックフレックス ケースガイド アストラオッセオスビート 4.5/5.0
05001896	CM ロックフレックス ケースガイド スクリューベント/ハイドロライズン 4.5
05001897	CM ロックフレックス ケースガイド カムロック 3.8
05001898	CM ロックフレックス ケースガイド カムロック 4.3
05001899	CM ロックフレックス ケースガイド コネクト 3.8/4.3

2) 材質：チタン合金（TiAl6V4）

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具をいう。

【使用方法等】

本品を模型上のアナログに装着し、インプラントの軸方向等を確認する。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

1) 技工作業を行う際は換気設備の整った場所で作業を行うこと。

【保管方法及び使用期間等】

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所
連絡先：0120-382-118
製造業者：センザメトウ社（スイス）
Cendrex+Métaux SA