

\*機械器具(58) 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

core3d centres デジタルモデル インプラントアナログ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
・再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

1) 製品形状



製品番号	製品名
C3D2097	core3d デジタルモデルアナログ Str NC
C3D2098	core3d デジタルモデルアナログ Str RC
C3D2099	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Actv NP
C3D2100	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Actv RP
C3D2101	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Brmk NP
C3D2102	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Rep NP
C3D2103	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Rep RP
C3D2104	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Rep WP
C3D2105	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Rep 6.0
C3D2106	core3d デジタルモデルアナログ Str RN
C3D2107	core3d デジタルモデルアナログ Str WN
C3D2108	core3d デジタルモデルアナログ Str RN synOcta
C3D2109	core3d デジタルモデルアナログ Str WN synOcta
C3D2114	core3d デジタルモデルアナログ 3i external 3.25
C3D2115	core3d デジタルモデルアナログ 3i external 5.0
C3D2116	core3d デジタルモデルアナログ 3i external 6.0
C3D2117	core3d デジタルモデルアナログ 3i Certain 3.4
C3D2118	core3d デジタルモデルアナログ 3i Certain 4.1
C3D2119	core3d デジタルモデルアナログ 3i Certain 5.0
C3D2120	core3d デジタルモデルアナログ Atr Yllw 3.0
C3D2121	core3d デジタルモデルアナログ Atr Aqa 3.5/4.0
C3D2122	core3d デジタルモデルアナログ Atr Llc 4.5/5.0
C3D2123	core3d デジタルモデルアナログ Zmr 4, 5mmD Lila
C3D2124	core3d デジタルモデルアナログ Zmr 5, 7mmD Amarillo
C3D2126	core3d デジタルモデルアナログ Cmg Scr-Ln 3.3
C3D2127	core3d デジタルモデルアナログ Cmg Scr-Ln 3.8
C3D2128	core3d デジタルモデルアナログ Cmg Scr-Ln 4.3
C3D2129	core3d デジタルモデルアナログ Cmg Scr-Ln 5.0
C3D2130	core3d デジタルモデルアナログ Cmg Scr-Ln 6.0
C3D2131	core3d デジタルモデルアナログ Str NC Mlti-Base 3.5
C3D2132	core3d デジタルモデルアナログ Str NC Mlti-Base 4.5
C3D2133	core3d デジタルモデルアナログ Str NC Mlti-Base 6.5
C3D2136	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Mlti-Unit WP
C3D2138	core3d デジタルモデルアナログ Atr 20° UniA
C3D2139	core3d デジタルモデルアナログ Atr 45° UniA
C3D2399	core3d デジタルモデルアナログ Ank C Bal Base
C3D2400	core3d デジタルモデルアナログ Ank C Bal Base Nrrw
C3D2435	core3d デジタルモデルアナログ Xive D3.0 フラウン
C3D2436	core3d デジタルモデルアナログ Xive D3.4 グレー
C3D2437	core3d デジタルモデルアナログ Xive D3.8 イエロー
C3D2438	core3d デジタルモデルアナログ Xive D4.5 ブルー
C3D2439	core3d デジタルモデルアナログ Xive D5.5 レッド
C3D2440	core3d デジタルモデルアナログ Xive MP D3.4/D3.8
C3D2442	core3d デジタルモデルアナログ Xive MP D4.5
C3D2443	core3d デジタルモデルアナログ Xive MP D5.5
C3D2444	core3d デジタルモデルアナログ Zmr Taprd
C3D2523	core3d デジタルモデルアナログ 3i Certain 6.0
C3D2551	core3d デジタルモデルアナログ B ホライズン 3.0 グレー
C3D2609	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Brmk RP
C3D2610	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Brmk WP

製品番号	製品名
C3D2611	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Mlti-Unit NP/RP
C3D2613	core3d デジタルモデルアナログ 3i external 4.0
C3D2615	core3d デジタルモデルアナログ Zmr 3.5mmD Verde
C3D2616	core3d デジタルモデルアナログ B ホライズン 3.5 イエロー
C3D2617	core3d デジタルモデルアナログ B ホライズン 4.5 グリーン
C3D2618	core3d デジタルモデルアナログ B ホライズン 5.7 ブルー
C3D2716	core3d デジタルモデルアナログ Cmg Bar Abut 4.3
C3D2717	core3d デジタルモデルアナログ Cmg Bar Abut 6.0
C3D2847	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Actv 3.0
C3D3988	core3d デジタルモデルアナログ Nbl Actv WP
C3D4415	core3d デジタルモデルアナログ S&M ストレート/SP 3.8
C3D4428	core3d デジタルモデルアナログ S&M ストレート 3.3
C3D4517	core3d デジタルモデルアナログ S&M ストレート/SP 4.25
C3D4534	core3d デジタルモデルアナログ S&M ストレート/SP 5.0

2) 材質

ステンレススチール

3) 原理

作製した模型に本品を挿入固定することにより、模型上に口腔内のインプラントを再現することができる。

**\*\*【使用目的又は効果】**

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

**【使用方法等】**

- 1) 専用ソフトを用いて作製した模型に本品を挿入固定する。
- 2) 作業模型上の本品にアバットメントを装着し、上部構造体を作製する。

**【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- 1) 技工作業を行う際は、換気設備の整った場所で作業を行うこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：アビメント インプラントシステム社

(スペイン)

AVINENT IMPLANT SYSTEM S.L.U.