

機械器具（58）整形用器具器械
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000
プレミアム・コーノ／TG トライインパーツキット

【禁忌・禁止】

- ・本品は模型上で使用するものである。口腔内では使用しないこと。

***【形状・構造及び原理等】

1) 製品形状



DT-SET / デンタルテクニシャンセット

2) 材質

本セットの構成品と材質は下記のとおり。

製品番号	製品名	入数 (個)	材質 (※1)
A-330-100-DT	プレミアム トライイン プレミアムストレートφ 3.30×10.0	2	③
A-425SP-100-DT	プレミアム トライイン プレミアム SP φ 4.25×10.0	2	③
A-380TG-100-DT	プレミアム トライイン プレミアム TG φ 3.80×10.0	2	②
A-TFTI-425	プレミアム トライイン ミリングボスト φ 4.25	1	②
A-TA15-330	プレミアム トライイン アングルボスト 15° ストレートφ 3.30	1	①
A-TAR15-330	プレミアム トライイン アングルボスト 15° アナトミカルφ 3.30	1	①
A-TAR15-380	プレミアム トライイン アングルボスト 15° アナトミカルφ 3.80	1	①
A-TAR15-425	プレミアム トライイン アングルボスト 15° アナトミカルφ 4.25	1	①
A-TAR15-500	プレミアム トライイン アングルボスト 15° アナトミカルφ 5.00	1	①
A-TAR25-380	プレミアム トライイン アングルボスト 25° アナトミカルφ 3.80	1	①
A-TAR25-425	プレミアム トライイン アングルボスト 25° アナトミカルφ 4.25	1	①
A-TD-330-1	プレミアム トライイン ストレートボスト ストレートφ 3.30 GH1	1	①
A-TD-330-2	プレミアム トライイン ストレートボスト ストレートφ 3.30 GH2	1	①
A-TD-330-4	プレミアム トライイン ストレートボスト ストレートφ 3.30 GH4	1	①
A-TD-380-1	プレミアム トライイン ストレートボスト ストレートφ 3.80 GH1	1	①
A-TD-380-2	プレミアム トライイン ストレートボスト ストレートφ 3.80 GH2	1	①
A-TDR-330-1	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 3.30 GH1	1	①
A-TDR-330-2	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 3.30 GH2	1	①
A-TDR-330-4	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 3.30 GH4	1	①
A-TDR-380-1	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 3.80 GH1	1	①
A-TDR-380-2	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 3.80 GH2	1	①
A-TDR-380-4	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 3.80 GH4	1	①
A-TDR-425-1	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 4.25 GH1	1	①
A-TDR-425-2	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 4.25 GH2	1	①
A-TDR-425-4	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 4.25 GH4	1	①
A-TDR-500-1	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 5.00 GH1	1	①
A-TDR-500-2	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 5.00 GH2	1	①
A-TDR-500-4	プレミアム トライイン ストレートボスト アナトミカルφ 5.00 GH4	1	①
A-TPAD-AA380-173	プレミアム トライイン アングル PAD17° φ 3.80 GH3	1	②
A-TPAD-AA380-303	プレミアム トライイン アングル PAD30° φ 3.80 GH3	1	②
A-TPAD-AA425-303	プレミアム トライイン アングル PAD30° φ 4.25 GH3	1	②
A-TPAD-AD380-15	プレミアム トライイン ストレート PAD φ 3.80 GH1.5	1	②
A-TPAD-AD380-30	プレミアム トライイン ストレート PAD φ 3.80 GH3	1	②
A-TPAD-AD425-15	プレミアム トライイン ストレート PAD φ 4.25 GH1.5	1	②
A-TPAD-AD425-30	プレミアム トライイン ストレート PAD φ 4.25 GH3	1	②

製品番号	製品名	入数 (個)	材質 (※1)
A-TG-TR-M-40	プレミアム TG トライイン ストレートボスト MP H4	1	②
A-TG-TAR15-M-60	プレミアム TG トライイン アングルボスト 15° MP H6	1	②

(※1) : ①アルミニウム合金

②チタン合金

③純チタン

**【使用目的又は効果】

本品は歯科インプラント用の補綴物の設計、製作などの目的に用いる器具である。

【使用方法等】

インプラントネックが再現された作業模型上の技工用アナログに適切なトライインパーツを設置し、インプラント軸方向、補綴物の寸法等を確認する。

**【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・インプラント治療を行うに当たり、包括的な患者評価と術前診断を行い、治療計画を行うこと。

**【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- ・高温、多湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大信貿易株式会社 浜寺営業所

連絡先：0120-382-118

製造業者：スウェーデン&マルティナ社（イタリア）

SWEDEN & MARTINA S.p.A.