

添付文書

*2022年9月（第2版）

製造販売届出番号 13B3X00354000401

医 04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 1370000

タマガワ滅菌ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

綿 100%のガーゼ製品を滅菌したもの。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

袋から取り出し適宜使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内に留置しないこと。
- ・滅菌袋が開封・破損しているときは、滅菌品として使用しないこと。
- ・再滅菌しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - ・直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
 - ・小児の手の届かないところに保管すること。
- 有効期間
パッケージに表示 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

玉川衛材株式会社

〒102-0071 東京都千代田区富士見 1-8-19

問い合わせ窓口：03-4334-8857