

機械器具 47 注射針及び穿刺針
指定管理医療機器 単回使用眼科手術用カニューレ JMDNコード：34899032

眼科用ディスポーザブルカニューラ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

- 1.再使用禁止。
- 2.再滅菌禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社
電話番号：0120-825-266

【製造業者】

Alcon Laboratories, Inc. アメリカ合衆国

【形状・構造及び原理等】

【形状・構造】

本品は、注射筒又は白内障手術装置付属の灌流ハンドピース等の先端に接続して操作することで、眼科手術時に灌流液などの注入及び眼内物質の吸引などに使用するディスポーザブルカニューラである。また、先端が鋭の鉤状カニューラであるシストトームは、白内障手術において水晶体前囊を切開する際に用いることができる。本品の針の外径は、25ゲージと27ゲージがある。

【外観図】



代表例：前房カニューラ（25ゲージ）



代表例：シストトーム（リバーズ）（25ゲージ）

【体に接触する部分の組成】

針基：ポリプロピレン
針管・刃：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

眼科手術時に灌流液などの注入及び眼内物質の吸引に使用すること。

【使用方法等】

注射筒又は白内障手術装置付属品の灌流ハンドピース等の先端に接続して使用する。

〈使用方法等に関する使用上の注意〉

本製品を使用する前に異常がないかを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

【有効期限】

包装の使用期限の欄に表示。

取扱説明書を必ずご参照下さい

Alcon