

医04 整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

## 滅菌サージドレープ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

本品は、不織布とポリエチレンフィルムを貼り合わせた不織布製のドレープである。本品は、エチレンオキサイドガス滅菌してある。

寸法、穴あき有無および粘着テープ有無により種類が異なる。

### 【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。

### 【使用方法等】

適切な部位を覆い、術野等を清潔に保つために用いる。

### 【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
  - 本品使用中に、皮膚障害等と思われる症状が生じた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- その他の注意事項
  - 個包装が開封、破損又は汚損している場合は、滅菌品として使用しないこと。
  - 個包装開封後は全量を消費すること。（滅菌状態が保てないため）
  - 個包装開封後、速やかに使用すること。
  - 使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法  
直射日光、水濡れ及び火気を避け、高温・多湿でない清潔な場所に保管すること。
- 使用期限  
使用期限【自己認証（自社データ）による】を、袋及び外装に記載。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社 竹虎  
神奈川県横浜市瀬谷区御本町 9279-69

商品に関するお問合せ先 0120-701-403