

2023年10月作成(第一版)

医療用品04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000 (JMDNコード)

届出番号:13B2X10563000017

THスポットエイド03

【禁忌・禁止】再使用禁止

【形状・構造】

本品は、ポリウレタンフィルムに、吸水体として粘着性を持った
ハイドロコロイド素材のパッドをラミネートしたものとセパ
レーターからなる。

サイズ

パッチ本体:各種 100×33mm 剥離フィルム:110×90mm

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持。

【使用方法等】

被覆してある剥離紙(セパレーター)をはぎ、傷口を保護するよう
に貼り付ける。

【使用上の注意】

本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ等が生じた場合は、使用を
中止し、医師、薬剤師に相談すること。1度使用したパッチは再度
使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

直射日光をさけ、涼しいところに保管すること。
小児の手の届かない所に保管すること。

使用期限 6 年 (自己認証による)

【包装】

6枚入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

(製造販売業者)

法人名: 武内製薬株式会社

住所: 東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル


許可番号: 13B2X10563

問い合わせ先: 03-6721-7130

【パッチに含まれる成分】ハイドロコロイド、o-シ
メン-5-オール、サリチル酸、グリチルリチン酸2
K、ティーツリー葉油、トコフェロール、アスコル
ビルグルコシド、ツボクサ葉/茎エキス、プラセ
ンタ脂質、オリーブ果実油、アロエベラ葉エキス



Made in Japan



4 582503 896923