

機械器具 25 歯鏡 31776000 (JMDNコード)

## デンタルミラーTH21

### 【禁忌・禁止】

使用目的以外に使用しないこと。

### 【形状・構造】

ミラーヘッド及びハンドルからなる。ハンドルの中心部に、LEDライトのON・OFFスイッチが付いている。  
ハンドルとミラーヘッド部の切り替え部分にLEDライトが上向きに内蔵されており、ライト点灯時にミラーヘッド部にむかって照明される。

### サイズ

・140 (L) x 10 (W) x 23 (H) mm、ミラー径：23mm

### 【使用目的、効能又は効果】

口腔内診査及び圧排のために用いる歯科用器具で、口腔疾患の早期発見及び診断の正確性を向上させるための歯鏡。

### 【操作方法又は使用方法】

口腔内の見たい箇所に、LEDを点灯してミラーヘッドをかざす。

### 【使用上の注意】

- ・ミラーヘッド、ハンドルを綺麗に拭いて保管すること。
- ・直射日光に長時間さらさないこと。
- ・ハンドル部、LEDは液中に浸さないこと。

### 【保管方法及び使用期間等】

1. 保管方法  
清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管する。
2. 使用期間  
3年（自己認証による）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

（製造販売業者）

法人名：武内製薬株式会社

住所：東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル

許可番号：13B3X10269

問い合わせ先：03-6721-7130

外箱に記載された使用方法、注意事項等を必ずご参照ください