

1. 本品を使用する前は、各構成品の点検を行ない、正常に使用できることを確認すること。
2. 本品の使用中は、本品全般及び患者に異常のないことを絶えず監視し、異常が発見された場合は、患者安全な状態で本製品の使用を止める等適切な措置を講ずること。
3. 以下に該当する患者に使用する場合、特に慎重な対応をすること。
 - ・ 医療従事者の指示した状態を維持できない患者
 - ・ 意識のない患者
 - ・ 身体に障がいのある患者
 - ・ 本品を使用する上で医療従事者が慎重な対応が必要と判断した患者
4. 本品又は本品と他の医療機器構成部品と組み合わせて磁気共鳴画像診断装置に使用する場合、本品又は組み合わせる他の医療機器、構成部品に金属が含まれていないか、よく確認をすること。

[MR装置の注意事項に従うこと。金属等が含まれている場合、重要な危険を及ぼす可能性あり。]

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

1. 気圧、湿度、温度、風通し、直射日光、ほこり、塩分、イオン分等を含んだ空気（気体）により、悪影響の生ずるおそれのない場所で保管すること。
2. 化学薬品の保管場所やガスの発生場所に保管しないこと。
3. 傾斜、振動、衝撃のない安定した場所に保管すること。
4. 頭部バンド等のマジックテープ等劣化が見られた場合は、遅滞なく交換すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を改造しないこと。
2. 清掃、殺菌
必要に応じて、清潔で柔らかい布に、砥粒を含まない殺菌性洗剤のみを湿らして清掃すること。
3. 弊社が提供する文書がある場合は、それに従って使用すること。
4. 本品の使用・保守管理責任は使用者負担とする。

【包装】

1 セット／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び住所等】

【製造販売業者】

株式会社中部メディカル
三重県四日市市松原町3 3－5
TEL:059-364-9294
許可番号：24B2X10006

【製造業者】

株式会社中部メディカル
三重県四日市市松原町3 3－5
許可番号：24BZ000028