

2020 年 12 月 10 日改訂(第 5 版)
2010 年 3 月 31 日改訂(第 4 版)
2008 年 2 月 1 日改訂(第 3 版)
2007 年 3 月 30 日改訂(第 2 版)
2005 年 9 月 29 日作成(新様式第 1 版)

届出番号:12B3X00030000050

器具器械 24 知覚検査又は運動機能検査用器具のうち運動機能検査用機器
医療機器の分類(管理医療材等)握力計 35021000
TTM 握力計

【禁忌・禁止】

以下の症状を示す人、又は診断を受けた人への使用はやめること

1. 急性疾患、高血圧症、心臓疾患、化膿性関節炎
2. 医師及び指導者が不適切と判断したもの、被測定者で身体の異常を訴えるもの

【動作保証条件】

温度: 0～40℃

湿度: 15～80RH

バッテリー駆動時間: 約 300 時間(デジタル型)

【保守・点検に係る事項】

暫く使用しなかった機器を再使用する時は、使用前に必ず正常かつ安全に動作するか確認してから行う

【包 装】

1 台

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

有限会社 堤製作所

千葉県鎌ヶ谷市東初富 1-7-2

Tel: 047-400-2486 Fax: 047-446-1197

【形状・構造及び原理等】

構 造: スプリングと測定による変位を伝える伝動装置、及び
主な骨格である樹脂ボディからなる

材 質: ポリカーボネート、鋼線、アルミ軽合金ダイカスト、
ステンレス、スチール、PET、シリコンゴム

サイズ及び質量:

〈ス מדレー/幼健式型〉 215×135×50mm 490g

〈DX 型〉 220×146×52mm 560g

〈デジタル型〉 224×143×62mm 680g

【使用目的、効能又は効果】

患者の手・前腕の筋強度を測定、検査、調節する装置をいう
通常、脳卒中後のリハビリテーションに用いる

【操作方法又は使用方法等(用法・用量を含む)】

操作方法: 詳細については取扱説明書「測定方法」を参照

使用方法: //

【使用上の注意】

使用注意: 詳細については取扱説明書「使用上の注意」を
参照

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

保管方法: (1)機器は次回の使用に支障のないように清浄にし
て保管し、その際ベンジンやシンナー等の揮発性・
可燃性のものは併用禁止
(2)デジタル型は長期使用しない場合は、電池を
外してから保管する

取扱説明書を必ずご参照ください