

器 60 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用電気レーズ 70739000
エンゼルレーズ・ディー

【形状、構造及び原理等】



- ・原理：電動で回転軸に取り付ける研磨バフなどを回転させ補綴物を研削・研磨する。

【使用目的又は効果】

電動機を用いて補綴物を研磨する。

【使用方法等】

1. ホルダー類を取り付けて下さい。
2. パワーON スイッチを押して下さい。
3. スピードコントロールツマミを調整して下さい。
4. パワーOFF スイッチを押して下さい。

【使用上の注意】

- ・本機を水平な机（台）の上に置いて下さい。
- ・本機は家庭用電源AC 100Vで作動します。
- ・アースは必ずお取り付け下さい。

【保守・点検に係る事項】

万一故障が生じた場合は、販売店又は当社までご連絡下さい。

修理調整は全て製造販売業者に依頼して頂き、使用者側では行わないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

大栄歯科産業株式会社
電話：06-6441-3332