

作成年月日：2022 年 12 月 27 日作成（新様式第 1 版）

医療機器製造販売業許可番号：11B2X00040

改定年月日：

※製造販売届出番号：11B2X00040000677

【一般医療器】	類別：器 22	類別名称：検眼用器具	JMDN コード：32792000
	一般的名称：眼鏡クリップ	クラス分類：I	特定保守：非該当

販売名：#10318FR フックタイプシリコンしゃ眼子 半透明

【警告】

本品を改造しないこと


【保管方法及び有効期間】

常温に保管すること。

但し、40℃以上の高温、5℃以下の低温及び70%以上の湿度は避けること。

【形状、構造及び原理】

サイズ：40mm×55mm



【その他の注意事項】

汚れた場合は、水や中性洗剤を少量つけたきれいな柔らかい布で拭くこと。

この時水や中性洗剤を直接、本器に浸けないこと。

溶剤は決して使用しないこと。

【製造元】

Precision Vision

（プレシジョン・ビジョン）

【輸入先国】

United States of America

【原材料】

シリコン

【医療機器製造販売業者】

株式会社 テイエムアイ

埼玉県新座市新座1丁目2番10

電話：048-481-2501

【使用方法】

本器を検眼枠又は眼鏡に留めてしゃへいする。