

**2026 年 6 月（第 15 版）
*2015 年 2 月（第 14 版）

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000
サージテル・フレーム付ルーペ

【禁忌・禁止】

使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、
レンズを通して太陽、光照射機、レーザー光線またはそれ
に準ずる光線を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】**

1) 形状及び構造：下図の通り



2) 原理：フレームにルーペが装着された術野拡大双眼
ルーペである。

【使用目的又は効果】

本品は、外科処置に術者が装着する眼鏡に取り付けるレン
ズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作
業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部
光源と接続することもできる。

【使用方法等】

本品の使用に際しては取扱説明書に基づき正しく操作す
ること。

【使用上の注意】**

フレームを過度に広げる・ねじるなどして負荷をかけ過ぎ
ないこと。

アルコールその他プラスチック劣化の原因となる薬液等
を付着させないこと。

本品は精密機器のため、慎重に取り扱うこと。

使用前にヒビや破損がないか確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理するこ
と。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

製造販売業者：株式会社オーラルケア

製造業者：ジェネラルサイエンティフィック コーポレーション（米国）

General Scientific Corporation