

**2015年2月改訂（第12版）
*2012年9月改訂（第11版）

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000
サージテル・ルーペ

【禁忌・禁止】

使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、レンズを通して太陽、光照射機、レーザー光線またはそれに準ずる光線を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 1) 材質：ガラス
- 2) 原理：術野拡大双眼ルーペである。

【使用目的又は効果】

本品は、外科処置に術者が装着する眼鏡に取り付けるレンズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用方法等】

本品の使用に際しては取扱説明書に基づき正しく操作すること。

【保管方法及び有効期間等】

医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社オーラルケア
製造業者：ジェネラルサイエンティフィック コーポレーション（米国）
General Scientific Corporation

取扱説明書等を必ずご参照下さい。