

\*\*2015 年 2 月改訂（第 12 版）  
\*2012 年 9 月改訂（第 11 版）

機械器具 25 医療用鏡  
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000  
**サージテル・ヘッドマウント付ルーペ**

**【禁忌・禁止】**

使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、  
レンズを通して太陽、光照射機、レーザー光線またはそれ  
に準ずる光線を直視しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

1) 形状及び構造：下表の通り

| ヘッドバンドの<br>種類 | 材質     |     |
|---------------|--------|-----|
|               | ヘッドバンド | ルーペ |
| エルゴ           | チタニウム  | ガラス |
| クラシック         | チタニウム  |     |

2) 原理：ヘッドバンドにルーペが装着された術野拡大  
双眼ルーペである。

**【使用目的又は効果】**

本品は、外科処置に術者が装着する眼鏡に取り付けるレン  
ズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作  
業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部  
光源と接続することもできる。

**【使用方法等】**

本品の使用に際しては取扱説明書に基づき正しく操作す  
ること。

**【保管方法及び有効期間等】**

医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理するこ  
と。

**【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社オーラルケア  
製造業者：ジェネラルサイエンティフィック コーポレーション（米国）  
General Scientific Corporation

取扱説明書等を必ずご参照下さい。