

**2015 年 2 月改訂（第 8 版）
*2012 年 2 月改訂（第 7 版）

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 双眼ルーペ 32692000
サージテル・作業距離微調整キャップ

【禁忌・禁止】

使用者の眼球に有害な影響を与える可能性があるため、
レンズを通して太陽、光照射機、レーザー光線またはそれ
に準ずる光線を直視しないこと。

【形状・構造及び原理等】*

- 1) 材質：①EVK用（ガラス）
②EV、EVC用（プラスチック）
③E VW用（プラスチック）
④Micro用（プラスチック）
- 2) 原理：レンズの対物レンズに取り付けることで、
作業距離を微調整する。

【使用目的又は効果】

本品は、外科処置に術者が装着する眼鏡に取り付けるレン
ズから成るシステムをいう。小型望遠鏡として機能し、作
業野の拡大像が得られる。観察野に直接光を供給する外部
光源と接続することもできる。

【使用方法等】

サージテルのルーペの対物レンズに取り付けます。

【使用上の注意】**

- ① 本品は、オートクレーブでの滅菌は避けること。
- ② ルーペを洗浄する際は、本品を取り外した後に行うこと。

【保管方法及び有効期間等】*

医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理するこ
と。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：株式会社オーラルケア

製造業者：ジェネラルサイエンティフィック コーポレーション（米国）

General Scientific Corporation