

歯科材料07 歯科用ワックス 一般医療機器
歯科鑄造用ワックス JMDNコード:70901000

藍ラインワックス

【形状・構造等】

- 1) 成分
パラフィンワックス、蜜ロウ、カルナバワックス
- 2) 形状
半円型または丸型。



【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 本材は可燃性であるので、使用の際にやけどをしないように注意すること。
 - ② 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社

ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

ワックスの規格

品 番	形 状	外 径
HR1. 4	半円型	1.4mm
HR1. 6	半円型	1.6mm
HR1. 8	半円型	1.8mm
HR2. 0	半円型	2.0mm
HR2. 2	半円型	2.2mm
R1. 0	円型	1.0mm
R1. 4	円型	1.4mm
R2. 0	円型	2.2mm
R3. 0	円型	3.0mm
R4. 0	円型	4.0mm

【性能、使用目的、効能または効果】

床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いる。

【品目仕様】

融点:59±1℃

【操作方法または使用方法等】

細棒状のワックスを炎で加熱し、適度に軟化させたところで、パターンを形成する。