

HS不織布カットガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止。
- ・未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

本品は、ビスコース及びポリエステル等の合成繊維あるいは混紡などを素材とした不織布から成る被覆・保護材である。本品は非滅菌で提供されるが、使用前に滅菌処理を行ったうえで、医療現場で使用されることを想定している。

【使用目的または効果】

創傷又は外科的処置において用いる。

【使用方法等】

1. 使用目的に応じ、適宜使用する。
2. 必要に応じ滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品の使用は一回限り。再使用しないこと
2. 体内に留置しないこと。
3. 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者:有限会社デンタルテクニカ

電話:072-621-0884

製造業者:B.H MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. (国名:中国)