

HSカットガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止。
- ・未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

本品は、綿糸からなる平織のガーゼである。本品は非滅菌で提供されるが、使用前に滅菌処理を行ったうえで、医療現場で使用されることを想定している。

【使用目的または効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去したりするために用いる。

【使用方法等】

- 使用目的に応じ、適宜使用する。
- 必要に応じ滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 本品の使用は一回限り。再使用しないこと
- 体内に留置しないこと。
- 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者:有限会社デンタルテクニカ

電話:072-621-0884

製造業者:B.H MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. (国名:中国)