

HSコットンポール

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・再滅菌禁止。
- ・未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【形状、構造及び原理】

本品は、綿繊維をロール状にしたものである。本品は非滅菌で提供されるが、使用前に滅菌処理を行ったうえで、医療現場で使用されることを想定している。

【使用目的または効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

【使用方法等】

1. 使用目的に応じ、適宜使用する。
2. 必要に応じ滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品の使用は一回限り。再使用しないこと
2. 体内に留置しないこと。
3. 未滅菌のものを創傷面に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管の条件＞

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者: 有限会社デンタルテクニカ

電話: 072-621-0884

製造業者: B.H MEDICAL PRODUCTS CO.,LTD. (国名: 中国)