

機械器具 (32) 医療用吸引器
管理医療機器 一般的名称：電動式可搬型吸引器 (JMDN コード：36616030)

「電動鼻水吸引器 SS-19」の構成品

パワフル吸引ノズル すみずみ吸引ノズル

【禁忌・禁止】

- ・組合わせる機器の付属文書を参照してください。
- ・本書に記載されている使用目的以外で使用しないでください。
- ・お子様に鼻の病気がある場合には使用する前に医師に相談してください。
- ・使用中に出血や、お子様が痛がる場合には直ちに使用をやめてください。(鼻孔内の粘膜を痛めたり鼻腔炎をおこす恐れがあります。)
- ・複数の方が使用する場合はその都度吸引ノズルを新しいものと交換するか、洗浄、消毒、または除菌してから使用してください。(感染の危険があります。)
- ・ご使用後は必ず取扱説明書に従って洗浄し、乾燥させた上で、清潔な場所に保管してください
- ・乳児の手の届かないところに保管してください。(吸引ノズルを誤飲する恐れがあります。)
- ・分解、修理、改造などを行わないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、電動鼻水吸引器に組合せ、家庭内における新生児及び乳幼児の鼻腔内の鼻水の吸引に使用する吸引ノズルです。

2. 構成

名 称	個数	構成
(1) パワフル吸引ノズル	2	選択
(2) すみずみ吸引ノズル	2	選択

3. 形状

(1) パワフル吸引ノズル (2) すみずみ吸引ノズル



原材料：シリコーンゴム

4. 適用機種

本品は、以下の電動鼻水吸引器に組合せて使用できます。

販売名	認証番号
(1) 電動鼻水吸引器 SS-19	301AGBZX00040000
(2) 電動鼻水吸引器 RW-1	301AGBZX00047000

【使用目的又は効果】

使用する機器の付属文書を参照してください。

【使用方法等】

使用する機器の付属文書を参照してください。

【使用上の注意】

使用する機器の付属文書を参照してください。

【保管方法及び有効期間等】

使用する機器の付属文書を参照してください。

【保守・点検に係る事項】

使用する機器の付属文書を参照してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社 TR アンド K

〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-9NK 第 7 ビル

TEL：03-6457-8751 FAX：03-6457-8752

■製造業者

AVITA (WUJIANG) Co.,Ltd

中華人民共和国 CHINA