

医療用品（6）視力表及び色盲検査表
一般医療機器 特殊視力検査装置（70973000）
「ミラクルチャート MC-4」の付属品
「ミラクルチャート MC-5」の付属品 ※※
偏光メガネ

※【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、偏光メガネのみで構成される。



2. 寸法：170mm(W) × 42mm(D) × 4mm(H)

3. 使用環境

温度：10°C～40°C

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

※※【使用目的又は効果】

ミラクルチャート MC-4 又はミラクルチャート MC-5
と組合せ、視機能検査を行う。

※※【使用方法等】

＜使用方法＞

偏光メガネを通してミラクルチャート MC-4 又はミラクルチャート MC-5の視標を見ます。

【使用上の注意】

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の
条例に従うこと。

※【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10°C～40°C

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20°C～50°C

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40°C～70°C

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

（1）水のかからない場所に保管すること。

（2）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イ
オウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れ
の無い場所に保管すること。

（3）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注
意すること。

（4）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しな
いこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年
（自己認証〔当社データ〕による）

※※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

1. 偏光メガネが汚れたときには清掃すること。

2. 使用しないときには、収納袋に入れておくこと。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

※※ 製造業者

株式会社 トプコンオプトネクス

取扱説明書を必ずご参照下さい

4249799033-20110401