

機械器具 (22) 検眼用器具  
一般医療機器 細隙灯頭微鏡 (35148000)  
「スリットランプSL-D2」  
「スリットランプSL-D4」の付属品\*\*  
固視標

\*\*【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、固視標のみで構成される。



2. 寸法: 31mm(W) × 25mm(D) × 370mm(H)

3. 使用環境

温度: 10°C~40°C

湿度: 30%~90% (結露なきこと)

気圧: 700hPa~1060hPa

本品は販売名

スリットランプ SL-D2

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD2)

スリットランプ SL-D4

(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4)

の付属品である。

\*\*【使用目的又は効果】

あご受け部に組み合わせ、被検査眼の固視目標として用いる。 \*

\*\*【使用方法等】

<使用方法>

1. スリットランプに固視標を取り付けます。

2. 固視標のアームを操作し、被検査眼の固視を誘導します。

\*\*【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい