

機械器具 (22) 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 JMDNコード 35148000


「スリットランプSL-D2」
「スリットランプSL-D4」
「スリットランプSL-D4Z」
「スリットランプSL-D7」
「スリットランプSL-D8Z」
「スリットランプSL-D301」の付属品※※
バックグラウンド照明GN BG-2GN

※※【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本品は、バックグラウンド照明GN BG-2GN
のみで構成される。
2. 寸法: 55mm(W)×25mm(D)×560mm(H)

本品は販売名

スリットランプ SL-D2
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD2)
スリットランプ SL-D4
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD4)
スリットランプ SL-D4Z
(医療機器届出番号 13B1X000300SLD4Z)
スリットランプ SL-D7
(医療機器届出番号 13B1X0003000SLD7)
スリットランプ SL-D8Z
(医療機器届出番号 13B1X000300SLD8Z)
スリットランプ SL-D301
(医療機器届出番号 13B1X00030SLD301)
の付属品である。



※※【使用目的又は効果】

本体と組み合わせ、補助照明として用いる。

※※【使用方法等】

＜使用環境＞

温度: 10°C～40°C

湿度: 30%～90% (結露なきこと)

気圧: 700hPa～1060hPa

＜使用方法＞

1. スリットランプにバックグラウンド照明GN BG-2GNを
取り付けます。
2. 固視標のアームを操作し、被検査眼を補助的に照明する。

※※【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に
必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

※※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

製造業者

株式会社 トプコン山形

取扱説明書を必ずご参照下さい