

機械器具（22）検眼用器具  
一般医療機器 レフラクタ（35299000）  
**「コンビジョン CV-5000」の付属品**  
**1 ダイヤルコントローラー KB-50S**

\*【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、1 ダイヤルコントローラーKB-50Sのみで構成される。



2. 電気的定格

定格電圧：DC 12V

定格電流：2.0A

3. 寸法：300mm(W)×250mm(D) (MAX)×200mm(H) (MAX)

4. 使用環境

温度：10°C～40°C

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

\*【使用目的又は効果】

コンビジョンCV-5000及びコンビジョンCV-5000の構成品であるPC内蔵CV用電源ユニットと組合せ、本体部の動作をコントロールするために用いる。

\*【使用方法等】

<使用方法>

コンビジョンCV-5000と接続する。

詳細はコンビジョンCV-5000の「取扱説明書」の「各部の名称とその働き」、「基本操作」を参照のこと。

【使用上の注意】

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

その他コンビジョンCV-5000の「取扱説明書」の「使用上の注意」を熟読し、遵守すること。

\*【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管（非包装（非梱包）状態）

温度：10°C～40°C

湿度：10%～95%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

2. 貯蔵・保管（包装（梱包）状態）

温度：-20°C～50°C

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

3. 輸送（包装（梱包）状態）

温度：-40°C～70°C

湿度：10%～95%

気圧：700hPa～1060hPa

4. 保管場所については次の事項に注意すること。

(1) 水のかからない場所に保管すること。

(2) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

(3) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。

(4) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

5. 耐用期間

正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから8年（自己認証〔当社データ〕による）

\*【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった装置を再使用するときは、使用前に必ず装置が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

詳細はコンビジョンCV-5000の「取扱説明書」の「管理と点検」を参照のこと。

\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい

4322590051-17092901