


機械器具（22）検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡（35148000）

「スリットランプSL-D701」の付属品
バックグランド照明 BG-5

＊【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、バックグランド照明のみで構成される



2. 寸法

寸法： 51mm(W) × 31.6mm(D) × 274mm(H)

3. 使用環境

温度：10°C～40°C

湿度：30%～90%（結露なきこと）

気圧：700hPa～1060hPa

本品は販売名

スリットランプ SL-D701

（医療機器届出番号 13B1X00030SLD701）

の付属品である。

詳細は「取扱説明書」の「各部の名称」と「仕様・性能」を参照のこと。

＊【使用目的又は効果】

本体と組み合わせ、補助照明に用いる。また眼球及び、その付属器の赤外観察用照明として用いる。

＊【使用方法等】

＜使用方法＞

1. スリットランプにバックグランド照明BG-5を取り付けます。
2. 照明光量を切り換えます。

詳細は本品の「取扱説明書」の「取り付け方法」及び「使用方法」を参照のこと。

＊【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

本品の構成部品が、確実に取り付けられていること。

廃棄

装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

＊【保守点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

しばらく使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

詳細は本品の「取扱説明書」の「管理と点検」を参照のこと。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 トプコン

TEL 03-3558-2506

取扱説明書を必ずご参照下さい