


器具器械 65 歯科用充填器  
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDN 35794000

## PKトーマス インストルメント

### 【形状・構造及び原理等】

#### 【形状】

本品は、作業部及びハンドル部から成り、作業部の形状が異なる5種類がある。



#### 【材質】

スチール、ステンレス鋼

### 【使用目的又は効果】

ワックスパターンの製作

### 【使用方法等】

ハンドル部を持ち、両端の作業部でワックスの盛り上げ及び彫刻を行う。

### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避け、室温で乾燥した場所に保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 東京歯科産業株式会社  
電話番号 03-3831-0176(代)  
製造業者 スイス DS サフィデント社  
(Swiss DS Safident)  
国名 スペイン