


器具器械 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用ワックス形成器 JMDN 35794000
PK トーマス カラー インストルメント

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

本品は、作業部及びハンドル部から成り、作業部の形状が異なる 5 種類がある。ハンドル部はコーティング材により色分けされている。



No. 1(黄) 2(緑) 3(青) 4(赤) *5(灰)

*〔材質〕

作業部：スチール

ハンドル部：ステンレス鋼

アルミニウムまたはプラスチック（コーティング）

【使用目的又は効果】

ワックスパターンの製作

【使用方法等】

ハンドル部を持ち、両端の作業部でワックスの盛り上げ及び彫刻を行う。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光を避け、室温で乾燥した場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	東京歯科産業株式会社
電話番号	03-3831-0176(代)
製造業者	スイス DS サフィデント社 (Swiss DS Safident)
国名	スペイン