

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード: 34655000  
販売名 **クリーンガーゼ**

再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

本品は未滅菌品である

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社リブドゥコーポレーション  
愛媛県新居浜市観音原町乙 118-1  
TEL:0897-47-5611

製造業者 株式会社リブドゥコーポレーション

#### 【形状・構造及び原理等】

レーヨンから成る不織布ガーゼ製品です。

#### 【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布ガーゼです。

#### 【使用方法等】

- ・本品は未滅菌品ですので、使用目的に応じ適宜滅菌して使用してください。
- ・滅菌に際してはオートクレーブ滅菌法又はEOG滅菌法によって滅菌することができます。

#### 【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- ・本品は未滅菌品である。滅菌して使用する場合は、適切な滅菌手段にて滅菌を行うこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避けて、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。

化学薬品保管場所、その他ガスの発生する場所を避けて保管してください。