

**2017 年 7 月 改訂 (第 6 版) (新記載要領に基づく改訂)

*2014 年 9 月 改訂 (第 5 版)

承認番号 21500BZY00131000

承認番号 22000BZX00385000

機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管
高度管理医療機器 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル 70320100

「GamCath カテーテルN」の付属品
「GamCath ドルフィンカテーテル」の付属品
保護キャップ E-10

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 単回使用。再使用、再加工、再滅菌禁止。[再使用、再加工、再滅菌は製品汚染のリスクを生じ、患者への感染や患者間での交差感染を引き起こす恐れがある。]

<併用医療機器>

GamCath カテーテルN、GamCath ドルフィンカテーテル以外に本品を使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】




図 保護キャップ外観図

【使用目的又は効果】

ルーアロックコネクター部からの汚染及び血液の流出を防止するため用いる。

【使用方法等】

詳細は併用する医療機器 (GamCathカテーテルN、GamCathドルフィンカテーテル) の添付文書を確認すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) いかなる方法であっても、本品の再滅菌はしないこと。
- 2) 包装を開封したら、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 有効期間等

**製造日から5年(自己認証による)

使用期限は包装に記載。使用期限が切れたものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売業者(輸入元):

バクスター株式会社

電話番号 03(6204)3700

製造業者:

ガンプロカテターテヒニクヘシンゲン(ドイツ)

Gambro Kathetertechnik Hechingen

Zweigniederlassung der Gambro Dialysatoren GmbH(ドイツ)

Baxter, Gambro 及び GamCath はバクスターインターナショナルインク又はその子会社の登録商標です