

2021年7月6日

届出番号:13B3X00509K00001

機械器具66 歯科用錬成機器 一般医療機器 歯科用錬成器具 JMDN70682000

商品名 ラバーボール

形状・構造及び原理等

材質：天然ゴム+SBR

形状：碗型の容器・色は2色(緑・黒)

LL・L・S(特大・大・小)の3種類

寸法

	LL	L	S
直径(mm)	130	104	85
高さ(mm)	97	72	56

使用目的、効能又は効果

・印象材、石膏などの緩和に使用する歯科用錬成器具である。

(使用目的)

・アルギン酸塩印象材、石膏などの練和。

操作方法又は使用方法等

- ・使用する材料を計量し、ラバーボールに入れる。
- ・材料をスパチュラでラバーボール内面に圧接、回転しながら攪拌、練和してください。

使用方法に関連する使用上の注意

・本品の使用は、各材料専用として併用は避けること。

使用上の注意

- ・本品は記載の使用目的以外には使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

重要な基本的注意

・本品に対して発信、皮膚炎などの過敏症のある術者は直接触れないようにすること。また、使用により過敏症が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けること。

貯蔵・保管方法及び試用期間等

・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理をすること。

包装

・LLは5個、L・Sは10個

製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等

・製造販売元

有限会社鵜田ゴム工業所
〒131-0044
東京都墨田区文花2-2-16
TEL：03-3618-4156
FAX：03-3613-4519

・製造業者

有限会社 幸信加工