

ソノペット用フィルターチューブセット TIK

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状



本品は、可塑剤である DEHP（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用する。

作動・動作原理

1. 吸引器側から印加された吸引圧を回収容器側まで伝える。
2. 吸引圧を利用し、回収容器側から吸引器側まで空気等を通す。

【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチックチューブをいう。

本品は、ソノペット UST-2001（医療機器製造販売承認番号：21300BZZ00217000）の本体吸引ポートと吸引器用キャニスタ間を接続するために使用する。

【使用方法等】

使用方法

1. 準備
 - (1) 開封前に、包装に破れ等がないことを確認する。
 - (2) 包装を開封して取り出す。
2. 接続、使用
使用する吸引器や回収容器の添付文書あるいは取扱説明書にしたがって接続し、使用する。
3. その他
本品の使用は1回限りであり、再使用できない。

使用方法に関連する使用上の注意

チューブは、折れやつぶれのない状態で使用する。〔吸引不良となる。〕

【使用上の注意】

重要な基本的注意

包装の開封後は速やかに使用する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水漏れに注意し、直射日光、高温・多湿を避けて保管する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：東京医研株式会社

東京都稲城市東長沼 1131-1

TEL:042-378-6630 FAX:042-378-6614

Email:info@tokyoiken.com

製造業者：東京医研株式会社