

## メイラ(タップシャフト)

### 【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 他メーカーのインプラント材料と併用しないこと。[相互作用の項参照]

### \*\*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 組成

ステンレス鋼

#### 2. 形状・構造

本添付文書に該当する製品の製品名、カタログ番号、サイズ等については、包装表示ラベル又は製品の記載を確認すること。

##### (1) タップシャフト



カタログ番号	識別色	接続部形状	規 格
532B-003	-	-	4.0mmロッキングスクリュー用
532B-004	-	-	3.5mmロッキングスクリュー用
545B-005	-	AOチャック	M069A、M073Aシリーズ用
548B-005	ブラック	AOチャック	M069A、M073Aシリーズ用
548B-006	ブルー	-	M071A-035、M071A-135 シリーズ用
550B-005	オレンジ	-	M071A-045、M071A-145 シリーズ用



カタログ番号	接続部形状	規 格
568B-035	ジンマー ハドソンチャック	フックピンネイル ディスタールスクリュー用

### 【使用目的又は効果】

骨ネジの挿入が容易になるように骨にネジ山を切ることを目的にした医療機器である。

### 【使用方法等】

ドリルにより穿孔した孔に、本品を使用してタッピングを行う。

### 【使用上の注意】

#### 1. 使用前

本製品は未滅菌の状態で供給されるので、使用前には「日本薬局方」に定める「高圧蒸気滅菌法」に従い、滅菌すること。

#### 2. 使用注意

- 先端を硬いものに接触させたりすると変形や損傷が生じ、器具・器械の寿命を著しく低下させる
- 使用時に必要以上の力を加えないこと。[折損、曲がり等の原因となる]

#### 3. 相互作用

併用禁忌・禁止 (併用しないこと)

医療機器の 名称等	臨床症状 措置方法	機序・危険因子
他メーカーのインプラント及び器具	インプラント及び器具の破損の危険性が高まる恐れがある。	サイズが正確に適合せず、正しく器具が使用できない。

### 【保管方法及び有効期間等】

保管方法: 洗浄後、高温、多湿、直射日光をさけ常温で保管

### 【保守・点検に係る事項】

- 使用後はできるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、感染防止のために洗浄、消毒すること。
- 洗浄、消毒、殺菌等に用いる洗剤は、医療用などの洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- 強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、本品を腐食させる恐れがあるので使用しない。
- 金属たわし、クレンザー(磨き粉)は、本品の表面が損傷するので、付着物除去及び洗浄時に使用しない。
- 洗浄装置(超音波洗浄装置等)を使用するときは、鋭利部同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 超音波洗浄装置を使用するときは、洗浄時間、手順等は使用する装置の取扱説明書を遵守し、器具の隙間部に異物がないことを確認できるまで洗浄すること。
- 中空構造部分がある器具は、中空部に異物がないことを確認すること。
- 洗浄後は腐食防止のため直ちに乾燥すること。
- 使用後には必ず点検を実施し、傷及び変形等の異常を発見した際には、必ず《本品の問い合わせ先》へその旨を連絡し、その指示に従うこと。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

《製造販売業者》  **メイラ 株式会社**  
TEL 0575-24-7059  
《製造業者》 メイラ株式会社

《本品の問い合わせ先》  
メイラ株式会社 メディカル事業部 業務グループ  
TEL 052-459-1277(直通)/FAX 052-459-1282