

## TAKEFUガーゼ「守布」

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状(標準質量):幅 30cm、長さ各種
- 2) 構造:1インチ間の標準条数:縦 35 本、横 25 本  
製品の全体像(左)および構造像(右)は下のとおり。



- 3) 材質・組成:バンブーレーヨン
- 4) 原理:ガーゼの織目粗さが、皮膚創傷・内部器官の保護及び液の吸収をもたらす。

#### 【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

#### 【使用方法等】

皮膚創傷または内部構造に直接適用する。  
開封後、可能な限り速やかに使用すること。  
再使用禁止。  
体内に留置しない。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法:保管中の水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管する。
- 2) 有効期間:定めない。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 〔製造販売業者〕

株式会社ナファ生活研究所  
電話番号 03-5412-7661

##### 〔製造業者〕

株式会社ナファ生活研究所  
国名:日本