

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 医療用不織布(JMDN コード:34655000)

TAKEFU医療用不織布ガーゼ「守布」

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状:幅 30cm、長さ各種
- 2) 構造:1㎡当たり 30g～60g

製品の全体像(左)および構造像(右)は下のとおり。



- 3) 材質・組成:バンブーレーヨン及びバンブーリヨセルによる不織布
- 4) 原理:不織布の絡み合う繊維の目が、皮膚創傷・内部器官の保護及び液の吸収をもたらす。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

【使用方法等】

皮膚創傷または内部構造に直接適用する。
開封後、可能な限り速やかに使用すること。
再使用禁止。
体内に留置しない。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 保管方法:保管中の水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け、清潔な場所に保管。
- 2) 有効期間:定めない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社ナファ生活研究所

電話番号 03-5412-7661

〔製造業者〕

株式会社ナファ生活研究所

国名:日本