

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

ハイカットガーゼ

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は、綿繊維 100%の材料から成るガーゼを折り畳んだものです。
- サイズ 3×3 / 一边約 30 mmの正方形 4 回折り 8 枚重ね
4×4 / 一边約 40 mmの正方形 4 回折り 8 枚重ね
- 医療ガーゼ・医療脱脂綿基準 タイプⅡに適合。

【 使用目的又は効果 】

- 出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護。

【 使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

*【 使用上の注意 】

〈重要な基本的注意〉

- 創傷面には滅菌して使用してください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌を使用してください。

*【 保管方法及び有効期間等 】

〈保管方法〉

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさけ清潔な場所に保管してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：株式会社ニチエイ
TEL 072-290-3330
製造元：株式会社ニチエイ