

医 04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

カクメン

再使用禁止

【 禁忌・禁止 】

- 再使用しないでください。
- 体内に留置しないでください。

【 形状・構造及び原理等 】

- 本品は、パッド状の綿繊維 100%から成る材料で、一辺が約 40 mmの正方形です。
- 本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はなく、セルローズの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行なう。

【 使用目的又は効果 】

- 医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収する等、医療目的に使用する。

【 使用方法等 】

- 使用目的に応じて適宜使用してください。

* 【 使用上の注意 】

〈重要な基本的注意〉

- 創傷面には滅菌して使用してください。
- 滅菌して使用する場合は、高圧蒸気滅菌、EOG滅菌を使用してください。

* 【 保管方法及び有効期間等 】

〈保管方法〉

- 直射日光、水ぬれ、火気、及び高温・多湿をさげ清潔な場所に保管してください。

【 製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等 】

製造販売元：株式会社ニチエイ
TEL 072-290-3330
製造元：株式会社ニチエイ