


機械器具 (22) 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 (35148000)
「スリットランプ SL-2000」の付属品
トノメータマウント

【形状・構造及び原理等】**【使用目的又は効果】**

1. 使用目的

眼球等の観察、検査及び撮影に用いる細隙灯顕微鏡。眼内圧の測定にも用いる。眼球に細隙光を投射し、その反射に可動式顕微鏡を傾斜的に併せ、反射面を観察又は測定する。

【使用方法等】

1. 環境条件

装置本体の仕様に準ずる。

2. 使用方法

使用可能なアプラネーショントノメーターを装置本体に取り付けます。

設置方法

- (1) 装置本体の顕微鏡マウントに乗せ、固定ねじを締めます。
- (2) 支柱にアプラネーショントノメータを差し込みます。

【組み合わせて使用する医療機器】

本装置は、以下のものと併用して使用できます。

眼圧計

・Keeler 社製 眼圧計

販売名：キーラー アプラネーショントノメーター Z-KAT

認証番号：228AGBZX00076000

【使用上の注意】

使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

1. 重要な基本的注意

(1) 取り扱い

使用可能なアプラネーショントノメーター以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

装置本体の仕様に準ずる。

2. 保管の条件

装置本体の仕様に準ずる。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守・点検

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック

電話番号：0533-67-6151（代）

取扱説明書を必ずご参照ください。

「スリットランプ SL-2000」の付属品
トノメータマウント電子添文
34540-P9A1-A0